



 **ENGELS®
LABICAL**

VERBRAUCHSMATERIALIEN & AUFBEWAHRUNG



ENGELS LABICAL

Einbettkassetten

CITOTEST fertigt ein breites Sortiment an Kassetten für die Gewebeverarbeitung und -einbettung, von denen die meisten mit verschiedenen automatisierten Kassettenbeschriftungssystemen kompatibel sind.




Vier Formate für unterschiedliche Anwendungsbereiche:

Spender

Spender montiert

Geklebt

Röhre



Kassetten für die Biopsie-Aufarbeitung und -Einbettung EM 105

Eine spezielle Scharnierkonstruktion verbindet Kassette und Deckel fest miteinander und ermöglicht häufiges Öffnen und Schließen des Deckels, ohne dass die Gefahr eines Probenverlusts besteht.

- Hergestellt aus POM-Material, 100 % beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit quadratischen Öffnungen
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche (45°-Winkel) an der Vorderseite, kompatibel mit den meisten Kassetten-Beschriftungssystemen
- Abnehmbarer Deckel, der sich leicht entfernen und wieder einsetzen lässt
- Vorkonfektioniert in Magazinen oder auf Bändern, was den Bedienkomfort erheblich steigert
- Eine große Lasche ermöglicht ein bequemes und einfaches Öffnen
- Ein sicherer Verschluss gewährleistet Sicherheit während der Bearbeitung
- Ein spezielles Scharnier erlaubt es, die Kassetten beliebig oft zu öffnen und zu schließen



EM 105

Farbe	Un-montiert / Spender	Röhre	Geklebt
Weis	EL-0103-1100-16	EL-0103-1103-16	EL-0103-1132-16
Gelb	EL-0103-1100-17	EL-0103-1103-17	EL-0103-1132-17
Grün	EL-0103-1100-08	EL-0103-1103-08	EL-0103-1132-08
Pink	EL-0103-1100-12	EL-0103-1103-12	EL-0103-1132-12
Blau	EL-0103-1100-02	EL-0103-1103-02	EL-0103-1132-02
Beige	EL-0103-1100-15	EL-0103-1103-15	EL-0103-1132-15
Lila	EL-0103-1100-09	EL-0103-1103-09	EL-0103-1132-09
Pfirsich	EL-0103-1100-11	EL-0103-1103-11	EL-0103-1132-11
Orange	EL-0103-1100-10	EL-0103-1103-10	EL-0103-1132-10
Türkis	EL-0103-1100-00	EL-0103-1103-00	EL-0103-1132-00

Un-montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten/500 Deckel/ Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Röhre + 500 Deckel / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innen box + 500 Deckel Umkarton 2.000 Stück/Karton

Kassetten für die Gewebeaufarbeitung/-einbettung EM 106

Spezielles Scharnierdesign für eine sichere Verriegelung von Kassette und Deckel; ermöglicht häufiges Öffnen und Schließen ohne Gefahr eines Probenverlusts.

- Hergestellt aus POM-Material; absolut beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit rechteckigen Öffnungen
- Mit einer um 45° abgeschrägten Beschriftungsfläche an der Vorderseite, kompatibel mit den meisten Kassetten-Beschriftungssystemen



EM 106

Farbe	Un-montiert / Spender	Röhre	Geklebt
Weiss	EL-0100-1100-16	EL-0100-1103-16	EL-0100-1132-16
Gelb	EL-0100-1100-17	EL-0100-1103-17	EL-0100-1132-17
Grün	EL-0100-1100-08	EL-0100-1103-08	EL-0100-1132-08
Pink	EL-0100-1100-12	EL-0100-1103-12	EL-0100-1132-12
Blau	EL-0100-1100-02	EL-0100-1103-02	EL-0100-1132-02
Beige	EL-0100-1100-15	EL-0100-1103-15	EL-0100-1132-15
Lila	EL-0100-1100-09	EL-0100-1103-09	EL-0100-1132-09
Pfirsich	EL-0100-1100-11	EL-0100-1103-11	EL-0100-1132-11
Orange	EL-0100-1100-10	EL-0100-1103-10	EL-0100-1132-10
Türkis	EL-0100-1100-00	EL-0100-1103-00	EL-0100-1132-00

Un-montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten/500 Deckel / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Röhre + 500 Deckel / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innen box + 500 Deckel Umkarton 2.000 Stück/Karton

Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten EM 103

Diese Modelle für Probenbearbeitung, Einbettung und Schnitt, funktionieren zusammen mit dem CITOTEST® Metalldeckel und POM Deckel.

- Hergestellt aus P.O.M-Material, 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit Rundlöchern Ø 2,4 mm
- Mit zwei großen Beschriftungsfeldern an den Kassettenseiten und einer abgeschrägten vorderen Schreibfläche im 45°-Winkel, anpassbar an die meisten Kassettendrucker
- Kompaktes Design zum sicheren Einbau in Mikrotom-Spannfutteradapter und zur Vermeidung von Kassettenverformungen während des Prozesses der pathologischen Sektion



EM 103

Farbe	Un-montiert / Spender	Röhre
Weis	EL-0114-1104-16	EL-0114-1123-16
Gelb	EL-0114-1104-17	EL-0114-1123-17
Grün	EL-0114-1104-08	EL-0114-1123-08
Pink	EL-0114-1104-12	EL-0114-1123-12
Blau	EL-0114-1104-02	EL-0114-1123-02
Beige	EL-0114-1104-15	EL-0114-1123-15
Lila	EL-0114-1104-09	EL-0114-1123-09
Pfirsich	EL-0114-1104-11	EL-0114-1123-11
Orange	EL-0114-1104-10	EL-0114-1123-10
Türkis	EL-0114-1104-00	EL-0114-1123-00

Optionaler, wiederverwendbarer Deckel für Standard-Einbettkassetten, Material: Edelstahl, poliert
EL-0110-0005

Deckel für Einbettkassette, für Einbettkassette ohne Deckel, Material POM, weiß
EL-0199-1032-16

Un-montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Kassetten / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Röhre / Umkarton 3.000 Sets/Karton


POM Deckel: 500 Stück/Box / Umkarton 3.000 Stück/Karton

Metalldeckel: 10 Deckel/Pack / Umkarton 2.500 Stück/Karton

Kassetten für die Biopsie-Bearbeitung und -Einbettung EM 104

Der einteilige Schnappverschluss ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und hilft, den Deckel ohne Gefahr sicher wieder zu verriegeln zur Vermeidung von Probenverlust.

- Aus POM-Material gefertigt, 100 % beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit quadratischen Öffnungen
- Mit verbesserter, abgeschrägter Beschriftungsfläche (45°-Winkel) an der Vorderseite, speziell für Thermotransfer-Drucksysteme



EM 104

Farbe	Montiert / Spender	Röhre
Weiss	EL-0106-1100-16	EL-0109-1130-16
Gelb	EL-0106-1100-17	EL-0109-1130-17
Grün	EL-0106-1100-08	EL-0109-1130-08
Pink	EL-0106-1100-12	EL-0109-1130-12
Blau	EL-0106-1100-02	EL-0109-1130-02
Beige	EL-0106-1100-15	EL-0109-1130-15
Lila	EL-0106-1100-09	EL-0109-1130-09
Pfirsich	EL-0106-1100-11	EL-0109-1130-11
Orange	EL-0106-1100-10	EL-0109-1130-10
Türkis	EL-0106-1100-00	EL-0109-1130-00

Montiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innen box / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Kassetten für die Gewebeaufarbeitung/-einbettung EM 120

Die zweiteilige Konstruktion ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Fixieren, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln, erlaubt häufiges Öffnen und Schließen des Deckels sowie ein einfaches und sicheres Entnehmen und Einsetzen des Deckels ohne Gefahr eines Probenverlusts.

Das einzigartige Design mit rückseitiger Lasche schafft eine unauffällige Beschriftungsfläche an der Vorderseite; zudem ermöglicht eine alternative Öffnungsmethode die gleichzeitige Identifizierung der Proben und das Ablesen der Probeninformationen.

- Hergestellt aus POM; 100 % beständig gegen die chemische Einwirkung histologischer Lösungsmittel
- Mit rechteckigen Öffnungen
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche (45°-Winkel) an der Vorderseite, passend für die meisten Kassetten-Drucksysteme
- Vorkonfektioniert in Magazinen oder auf Bändern, was den Bedienkomfort erheblich steigert



EM 120

Farbe	Montiert / Spender	Röhre	Geklebt
Weiss	EL-0123-1101-16	EL-0123-1120-16	EL-0123-1133-16
Gelb	EL-0123-1101-17	EL-0123-1120-17	EL-0123-1133-17
Grün	EL-0123-1101-08	EL-0123-1120-08	EL-0123-1133-08
Pink	EL-0123-1101-12	EL-0123-1120-12	EL-0123-1133-12
Blau	EL-0123-1101-02	EL-0123-1120-02	EL-0123-1133-02
Beige	EL-0123-1101-15	EL-0123-1120-15	EL-0123-1133-15
Lila	EL-0123-1101-09	EL-0123-1120-09	EL-0123-1133-09
Pfirsich	EL-0123-1101-11	EL-0123-1120-11	EL-0123-1133-11
Orange	EL-0123-1101-10	EL-0123-1120-10	EL-0123-1133-10
Türkis	EL-0123-1101-00	EL-0123-1120-00	EL-0123-1133-00

Montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Röhre / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innen box / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Kassetten für die Gewebeverarbeitung und Einbettung EM 102

- Aus POM-Material gefertigt, 100 % beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit rechteckigen Öffnungen
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche an der Vorderseite

Einteilige Konstruktion mit Schnappverschluss ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und sorgt für einen sicheren Verschluss des Deckels während der Verarbeitung.

Um 45° geneigte vordere Beschriftungsfläche, passend für die meisten Kassettenbeschriftungsgeräte



EM 102

Farbe	Montiert / Spender	Geklebt
Weis	EL-0106-1100-16	EL-0106-1130-16
Gelb	EL-0106-1100-17	EL-0106-1130-17
Grün	EL-0106-1100-08	EL-0106-1130-08
Pink	EL-0106-1100-12	EL-0106-1130-12
Blau	EL-0106-1100-02	EL-0106-1130-02
Beige	EL-0106-1100-15	EL-0106-1130-15
Lila	EL-0106-1100-09	EL-0106-1130-09
Pfirsich	EL-0106-1100-11	EL-0106-1130-11
Orange	EL-0106-1100-10	EL-0106-1130-10
Türkis	EL-0106-1100-00	EL-0106-1130-00

Vormontiert: Verpackt in Spenderbox: 250 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innen box / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Kassetten für die Gewebeaufarbeitung/-einbettung EM 117

Die einteilige Konstruktion mit Schnappverschluss ermöglicht eine bequeme Einhandbedienung und sorgt dafür, dass der Deckel während der Verarbeitung fest verschlossen bleibt.

- Aus POM-Material gefertigt, 100 % beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit rechteckigen Öffnungen
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche an der Vorderseite
- Ermöglicht einen deutlich verbesserten Flüssigkeitsaustausch durch zusätzliche Schlitz an der Vorder- und Rückseite

Verbesserte, schräg gestellte Schreibfläche (45°-Winkel), speziell für Thermotransfer-Kassettenbeschriftet



EM 117

Farbe	Geklebt
Weis	EL-0106-1138-16
Gelb	EL-0106-1138-17
Grün	EL-0106-1138-08
Pink	EL-0106-1138-12
Blau	EL-0106-1138-02
Beige	EL-0106-1138-15
Lila	EL-0106-1138-09
Pfirsich	EL-0106-1138-11
Orange	EL-0106-1138-10
Türkis	EL-0106-1138-00

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 200 Kassetten/Innen box / Umkarton 2.000 Stück/Karton

Kassetten für die Biopsie-Aufarbeitung und -Einbettung EM 121

Die zweiteilige Konstruktion ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Fixieren, um den Deckel sicher in der Kassette zu verriegeln; sie erlaubt häufiges Öffnen und Schließen des Deckels sowie ein einfaches und sicheres Entnehmen und Einsetzen des Deckels – ganz ohne Risiko eines Probenverlusts.

- Hergestellt aus POM; 100 % beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Mit quadratischen Öffnungen
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche an der Vorderseite (45°-Winkel), passend für die meisten Kassetten-Beschriftungssysteme
- Vorkonfektioniert in Magazinen oder auf Bändern, was den Bedienkomfort erheblich steigert



EM 121

Farbe	Montiert / Spender	Röhre	Geklebt
Weis	EL-0124-1101-16	EL-0124-1120-16	EL-0124-1133-16
Gelb	EL-0124-1101-17	EL-0124-1120-17	EL-0124-1133-17
Grün	EL-0124-1101-08	EL-0124-1120-08	EL-0124-1133-08
Pink	EL-0124-1101-12	EL-0124-1120-12	EL-0124-1133-12
Blau	EL-0124-1101-02	EL-0124-1120-02	EL-0124-1133-02
Beige	EL-0124-1101-15	EL-0124-1120-15	EL-0124-1133-15
Lila	EL-0124-1101-09	EL-0124-1120-09	EL-0124-1133-09
Pfirsich	EL-0124-1101-11	EL-0124-1120-11	EL-0124-1133-11
Orange	EL-0124-1101-10	EL-0124-1120-10	EL-0124-1133-10
Türkis	EL-0124-1101-00	EL-0124-1120-00	EL-0124-1133-00

Montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Röhren: 75 Kassetten/Hülse / Umkarton 3.000 Sets/Karton

Geklebt: 40 Kassetten/Stapel, 400 Kassetten/Innen box / Umkarton 4.000 Stück/Karton

Biopsie-Einbettkassetten EM 115

Zweiteiliges Design mit großen Öffnungen an Vorder- und Rückseite; speziell für die Bearbeitung und Einbettung kleinster Biopsie Proben ohne Verwendung von Biopsie-Einlagen geeignet; sichere Deckelarretrierung ohne Risiko eines Probenverlusts für optimale Ergebnisse.

- Hergestellt aus POM-Material, vollständig beständig gegenüber chemischen Reaktionen mit histologischen Lösungsmitteln
- Ausgestattet mit 1.280 quadratischen sowie über 40 großen rechteckigen Öffnungen für maximalen Flüssigkeitsaustausch und effizienten Abfluss
- Mit einer abgeschrägten Beschriftungsfläche (45°-Winkel) an der Vorderseite, kompatibel mit den meisten Etikettendruckern
- Vorkonfektioniert in Magazinen oder auf Bändern für deutlich mehr Anwenderkomfort



EM 115

Farbe	Montiert / Spender
Weis	EL-0121-1101-16
Gelb	EL-0121-1101-17
Grün	EL-0121-1101-08
Pink	EL-0121-1101-12
Blau	EL-0121-1101-02
Beige	EL-0121-1101-15
Lila	EL-0121-1101-09
Pfirsich	EL-0121-1101-11
Orange	EL-0121-1101-10
Türkis	EL-0121-1101-00

Montiert: Verpackt in Spenderbox: 500 Sets / Umkarton 2.000 Sets/Karton

Wiederverwendbare Formen

Entwickelt für das Einbetten von Kassetten sowie das Einbetten von O-Ringen. Probeneinbettung, kompatibel mit allen gängigen Ausgieß-Stationen.

7 mm Formen

Größe	Nummer
Base Molds, Stahl, 7x7x7mm	EL-0121-1101-16
Base Molds, Stahl, 15x15x7mm	EL-0121-1101-17
Base Molds, Stahl, 24x24x7mm	EL-0121-1101-08
Base Molds, Stahl, 37x24x7mm	EL-0121-1101-12
Base Molds, Stahl, 30x24x7mm	EL-0121-1101-02



10 Stück/Pack Umkarton 2000 Stück/Karton

Einmal Formen

Einmal Formen

Größe	Nummer
Base Molds, Plastik, 7x7x5mm	EL-0203-0006
Base Molds, Plastik, 17x17x5mm	EL-0203-0007
Base Molds, Plastik, 25x25x5mm	EL-0203-0008
Base Molds, Plastik, 25x32x5mm	EL-0203-0009
Base Molds, Plastik, 25x40x5mm	EL-0203-0010
Base Molds, Plastik, 30x20x12mm	EL-0203-0011




500 Stück/Pack Umkarton 5000 Stück/Karton (0203-0011 50 Stück/Pack Umkarton 500 Stück/Karton)

Einmal Einbett Ringe

Einbett Ringe

Farbe	Montiert / Spender
Weis	EL-0260-0000-16
Gelb	EL-0260-0000-17
Grün	EL-0260-0000-08
Pink	EL-0260-0000-12
Blau	EL-0260-0000-02
Beige	EL-0260-0000-15
Lila	EL-0260-0000-09
Pfirsich	EL-0260-0000-11
Orange	EL-0260-0000-10
Türkis	EL-0260-0000-00



500 Stück/Pack Umkarton 5000 Stück/Karton



Biopsie Taschen

Zur Aufnahme kleiner Biopsie- und Histologie Proben während der Aufarbeitung

- Aus lösungsmittelbeständigem Polyester gefertigt; verhindert wirksam Verformungen
- Feinmaschiges Gewebe ($0,2 \times 0,2$ mm) sorgt für optimalen Flüssigkeitsaustausch und verhindert den Verlust kleinster Probenfragmente
- Praktischer, aufziehbarer Beutel ermöglicht schnelles Einlegen und Entnehmen der Proben

Biopsie Taschen

Größe	Nummer	Menge
Biopsie Tasche 30x45 mm	EL-0110-0012	20000 Stück/Karton
Biopsie Tasche 45x75 mm	EL-0110-0013	20000 Stück/Karton
Biopsie Tasche 75x95 mm	EL-0110-0014	10000 Stück/Karton



Biopsie-Schaumstoffeinlage

Die neuen Biopsie-Schaumstoffeinlagen von CITOTEST dienen dazu, kleine Gewebeproben zu fixieren und deren Verlust während der Verarbeitung zu verhindern.

- Die Größe ist auf alle Standardkassetten von CITOTEST abgestimmt.
- Das PU-Schaummaterial ermöglicht eine ungehinderte Umspülung der Proben mit Flüssigkeiten.
- Die Proben werden sicher fixiert.
- Die blaue Farbe verbessert die Sichtbarkeit des Gewebes.



Biopsie Schaumstoffeinlage

Größe	Nummer	Menge
Biopsie-Schaumstoffeinlage, Maße $30 \times 25 \times 2$ mm, blau	EL-0110-0023	500 Stück/Tasche
Biopsie-Schaumstoffeinlage, Maße $30 \times 25 \times 2$ mm, blau	EL-0110-0024	1000 Stück/Tasche

Gewebeeinbettmedium (O.C.T.-Compound)

Speziell für die Einbettung und Stabilisierung von Gewebeproben bei der Kryostatschnitt-Anfertigung entwickelt; ermöglicht gleichmäßige, durchgehende Schnitte bei gleichzeitiger Minimierung von Faltenbildung und Gewebeschäden.

- Wasserlösliche Polymermischung ermöglicht schnelles Erstarren für qualitativ hochwertige Schnitte
- Hinterlässt nach der Färbung keine Rückstände und gewährleistet so eine klare mikroskopische Darstellung
- Schnell gefrierende Formulierung verkürzt die Vorbereitungszeit und steigert die Effizienz des Arbeitsablaufs
- Ergonomisches Flaschendesign für einfache Dosierung und sichere Lagerung
- Hauptmerkmale:
 - Hohe Viskosität für schnelles Einfrieren und optimale Schnittqualität
 - Keine Rückstände auf dem Objektträger; verhindert Hintergrundfärbung
 - Gleichmäßige Schnittführung mit minimalem Einrollen



OCT

Artikel	Nummer	Menge
OCT-Einbettungsmedium für Gefrierschnitte, 118 ml	EL-0202-0011	12 Stück/Box 144 / Karton

Markierstift

Entwickelt für die Beschriftung des farbigen Schriftfeldes von Objektträgern. Geeignet für Histologie, Pathologie, Zytologie und andere Laboranwendungen.

- Die ultrafeine Spitze ermöglicht präzise, gleichmäßige und gut lesbare Beschriftungen.
- Die permanente, wasserfeste Tinte ist beständig gegen Laborchemikalien, Lösungsmittel und hohe Temperaturen; sie gewährleistet eine klare und dauerhafte Kennzeichnung während der gesamten Bearbeitungs- und Färbeprozesse.



Markierstift

Artikel	Nummer	Menge
Marker zur Beschriftung von Objektträgern, SCHWARZ, 1 mm Strichbreite	EL-6000-0008	12 Stück/Box 180 / Karton

Paraffinwachs

Speziell für die histopathologische Einbettung und Infiltration von Gewebeproben formuliert.

- Mischung aus gereinigtem Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Ohne Dimethylsulfoxid (DMSO)
- Ermöglicht glatte Schnitte bei minimaler Kompression und Zellschädigung
- Schnittstärken bis herab zu 2 µm möglich
- Praktische Perlenform, Lieferung im handlichen wiederverschließbaren Beutel
- Schmelzbereich: 52 °C – 62 °C.



Paraffin Wachs

Größe	Nummer	Menge
Paraffinwachs in praktischer, reinweißer Perlenform, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO). Schmelzpunkt 56–58 °C	EL-0200-0007	1 KG
Paraffinwachs in praktischer, reinweißer Perlenform, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO). Schmelzpunkt 58–60 °C	EL-0200-0008	1 KG
Paraffinwachs in praktischer, reinweißer Perlenform, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO). Schmelzpunkt 60–62 °C	EL-0200-0009	1 KG
Paraffinwachs, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO), Schmelzpunkt 52–54 °C	EL-0200-0013	1 KG
Paraffinwachs, ohne Dimethylsulfoxid (DMSO), Schmelzpunkt 54–56 °C	EL-0200-0014	1 KG

IHRE ERSTE WAHL

Präzise Lösungen für spezifische Anwendungsanforderungen. Dank gezielter Erforschung industrieller Anwendungen sowie der kontinuierlichen Zusammenarbeit von F&E und Technik deckt die CITOTEST-Objektträgerfamilie sämtliche Anforderungen für den Einsatz in der Laborroutine und der klinischen Pathologie ab.

Umfassende Auswahlmöglichkeiten – ganz nach Ihren Qualitätsansprüchen. Mit einer Vielzahl an Objektträger-Spezifikationen bietet CITOTEST verschiedene Qualitätsoptionen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Standard - Die Objektträger der Standardklasse werden aus grünen Flachglasplatten gemäß den CITOTEST-Standards hergestellt.


CSW - Die Objektträger der Serie CSW bestehen aus reinem Weißglas, das sich durch ideale optische Eigenschaften und eine stabile Molekularstruktur auszeichnet; dies gewährleistet präzise Versuchsergebnisse und eine sichere Aufbewahrung der Proben.

Jeder Objektträger der Serie CSW durchläuft eine sorgfältige Online-Überwachung sowie strenge Kontrollen vor der Verpackung und Auslieferung.

SUPER GRADE - Die Objektträger der Serie „Super Grade“ werden aus hochtransparentem („water-white“) Floatglas gefertigt. Sie zeichnen sich durch eine gleichmäßige Dicke und eine hervorragende Oberflächenebenheit aus, was eine optimale Kompatibilität mit Laborgeräten sowie eine hohe Genauigkeit bei den Experimenten gewährleistet.

Jeder Objektträger der „Super Grade“-Serie durchläuft eine sorgfältige Inline-Überwachung sowie strenge Kontrollen vor der Verpackung und Auslieferung.

Mit den „Super Grade“-Objektträgern von CITOTEST entscheiden Sie sich für eine kosteneffiziente Alternative zu den Objektträgern der CSW-Serie, die ideale Voraussetzungen für Ihre Experimente schafft.




Unbeschichtete Objektträger (Objektträger mit glatter Oberfläche)

Empfohlen für die Kennzeichnung mit herkömmlichen Beschriftungssystemen; nicht für den Direktdruck oder die direkte Kennzeichnung geeignet.

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm Dicke: 1,0–1,2 mm

- Vorab gereinigt zur Entfernung von Rückständen und zur Verbesserung der Benetzbarkeit
- Abgeschrägte Kanten sorgen für größtmögliche Sicherheit bei der manuellen Handhabung
- Hochwertiges, besonders weißes Glas erfüllt hohe Anforderungen an Transparenz und gleichmäßige Dicke



Unbeschichtet

Menge	Artikel	Nummer
50 Stück/Box	Objektträger, Standardqualität, Schnittkanten, unbeschriftet, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,0 mm	EL-0124-1120-16
50 Stück/Box	Objektträger, Standardqualität, geschliffene Kanten, unbeschriftet, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,0 mm	EL-0124-1120-17
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, Schnittkanten, unbeschriftet, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm	EL-0124-1120-08
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, unbeschriftet, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm	EL-0124-1120-12


Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Objektträger mit Mattierung (Frosted Slides)

Diese beidseitig mattierten Objektträger eignen sich hervorragend für die Beschriftung mit herkömmlichen Mitteln wie Bleistift oder Markern und erleichtern die Arbeitsabläufe im Vergleich zu einseitig mattierten Objektträgern durch eine flexiblere Handhabung.

- Mattiertes Feld (ca. 20 mm hoch), beständig gegen alle im Labor gebräuchlichen Chemikalien und Routinefärbemittel
- Abgeschrägte Kanten sorgen für maximale Sicherheit bei der manuellen Handhabung
- Glas in Spitzenqualität („Super White“) erfüllt höchste Anforderungen an Transparenz und gleichmäßige Schichtdicke.
- Mattierte Objektträger

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm | Dicke: 1,0–1,2 mm



Mit Mattierung

Menge	Artikel	Nummer
50 Stück/Box	Objektträger, Standardqualität, Schnittkanten, an einem Ende und auf beiden Seiten mattiert, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,0 mm	EL-0307-2205
50 Stück/Box	Objektträger, Standardqualität, geschliffene Kanten, einseitig/zweiseitig mattierte Feld an einem Ende, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,0 mm	EL-0303-2205
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, Schnittkanten, einseitig/zweiseitig mattierte Feld an einem Ende, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm	EL-0307-2202
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, einseitig/zweiseitig mattierte Feld an einem Ende, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm	EL-0303-2202


Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

PrintAID™ - Objektträger

Empfohlen für die Kennzeichnung mit herkömmlichen Beschriftungssystemen sowie mit Thermotransfer-Objektträgerdruckern, einschließlich Thermo Slide-Mate® (Thermo Fisher), Signature® (Primera) und UV-Laser-Objektträgerdruckern.

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm, Dicke: 1,0–1,2 mm

- Farbiger mattierter Bereich (ca. 20 mm tief) an einem Ende der Oberfläche
- Der farbige mattierte Bereich ist beständig gegen alle im Labor gebräuchlichen Chemikalien und üblichen Fleckenbildner
- In verschiedenen Farben erhältlich



Mit Mattierung

Menge	Artikel	Nummer
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Blau	EL-0312-7101-02
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Grün	EL-0312-7101-08
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Lila	EL-0312-7101-09
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Orange	EL-0312-7101-10
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Pink	EL-0312-7101-12
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Beige	EL-0312-7101-15
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Weiss	EL-0312-7101-16
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Gelb	EL-0312-7101-17
50 Stück/Box	Objektträger, Spitzenqualität, geschliffene Kanten, weißes Schriftfeld (einseitig an einem Ende), 45°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, bedruckbar, Blau	EL-0312-7101-02

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Color- PLUS™ PCL Objektträger

Die Objektträger der Serie Color-PLUS™ PCL zeichnen sich durch eine stärker hydrophobe Oberfläche aus und verfügen an einem Ende über eine seidige Farbeschichtung, die gegen alle im Labor gebräuchlichen Chemikalien und Routinefärbemittel beständig ist.

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm | Dicke: 1,0–1,2 mm

- Beschriftbar mit herkömmlichen Methoden wie Bleistiften und Filzstiften sowie mit den meisten Thermotransfer-Objektträgerdruckern, einschließlich Thermo Slide-Mate® (Thermo Fisher), Signature® (Primera) und UV-Laser-Druckern.
- Empfohlene Anwendung: manuelle IHC-Färbung, automatisierte IHC-Färbung (z. B. mit Leica- und Dako-Systemen) sowie routinemäßige H&E-Färbung von Gewebeschnitten.



Color- PLUS™ PCL

Menge	Artikel	Nummer
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Blau	EL-0313-7191-02
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Grün	EL-0313-7191-08
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Lila	EL-0313-7191-09
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Orange	EL-0313-7191-10
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Pink	EL-0313-7191-12
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Beige	EL-0313-7191-15
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Weis	EL-0313-7191-16
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Gelb	EL-0313-7191-17
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCL, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Blau	EL-0313-7191-02

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Color- PLUS™ PCI-Objektträger

Die Objektträger der Serie Color-PLUS™ PCI wurden speziell für die automatisierte IHC-Färbung entwickelt, einschließlich der Verwendung in automatisierten IHC-Färbesystemen von Roche Ventana. Sie zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Haftfähigkeit sowie eine stärker hydrophile Oberfläche aus und verfügen an einem Ende über eine seidige Farbbeschichtung, die gegen alle im Labor gebräuchlichen Chemikalien und Routinefärbemittel beständig ist.

Abmessungen: 25,0 mm × 75,0 mm; Dicke: 1,0–1,2 mm;

Empfohlene Anwendung: automatisierte IHC-Färbung mit IHC-Färbesystemen von Roche Ventana (bevorzugter Einsatzbereich)



Color- PLUS™ PCI

Menge	Artikel	Nummer
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Blau	EL-0313-7771-02
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Grün	EL-0313-7771-08
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Lila	EL-0313-7771-09
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Orange	EL-0313-7771-10
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Pink	EL-0313-7771-12
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Beige	EL-0313-7771-15
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Weis	EL-0313-7771-16
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Gelb	EL-0313-7771-17
72 Stück/Box	Positiv geladene Objektträger, Serie PCI, Super-Weißglas, fein geschliffene Kanten, weißes Beschriftungsfeld, 90°-Ecken, Abmessungen 75,0 x 25,0 x 1,1 mm, Blau	EL-0313-7771-02

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

EstaGlas™-Mikroskop-Deckgläser

Hergestellt aus CITOTEST Super-White-Glas (CSW); zeichnen sich durch ideale optische Eigenschaften, eine stabile Molekularstruktur sowie gleichmäßige Ebenheit und Abmessungen aus.

Empfohlener Einsatzbereich: manuelle Arbeitsabläufe in Histologie, Zytologie, Urinanalyse und Mikrobiologie.



EstaGlas™-Mikroskop-Deckgläser

Artikel	Nummer
Mikroskop-Deckgläser 18 × 18 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 200 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-02
Mikroskop-Deckgläser 20 × 20 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 200 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-08
Mikroskop-Deckgläser 22 × 22 mm, Super-Weißglas, Stärke 0,13–0,16 mm (Typ 1.0), 200 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-09
Mikroskop-Deckgläser 24 × 24 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 200 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel.	EL-0313-7771-10
Mikroskop-Deckglas 24 × 32 mm, Super-Weißglas, Stärke 0,13–0,16 mm (Typ 1.0), 100 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-12
Mikroskop-Deckglas 24 × 40 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 100 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-15
Mikroskop-Deckgläser 24 × 50 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 100 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-16
Mikroskop-Deckglas 24 × 60 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 100 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-17
Mikroskop-Deckgläser 18 × 18 mm, Super-Weißglas, Stärke 1,0 (0,13–0,16 mm), 200 Stück/Schachtel mit Klappdeckel, einzeln vakuumverpackt in Aluminiumfolie mit Trockenmittel	EL-0313-7771-02

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich.

Schale, Versandtasche & Hülle

Versandbehälter und -mappen gewährleisten den sicheren Transport sowie die vorübergehende Aufbewahrung von Objektträgern und schützen diese bei der Handhabung und beim Versand vor Bruch. Objektträger-Tabletts sind für das bequeme Trocknen und die Handhabung von Objektträgern konzipiert. Kompatibel sowohl mit CITOTEST-Standardobjektträgern (75,0 × 25,0 × 0,8–1,2 mm) als auch mit handelsüblichen Objektträgern (76,0 × 26,0 × 0,8–1,2 mm).

Kartonschale, Versandverpackung & Faltnappe

Aus schwerem, robustem Karton, wiederverwendbar



Mappen

Artikel	Nummer	Stück
Objektträger-Versandbehälter aus Karton mit Trennstegen und Deckel, für 1 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3")	EL-0500-8001	50 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter aus Karton mit Trennstegen und Deckel, für 2 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3")	EL-0500-8002	50 Stk/Box 500 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter aus Karton mit Trennstegen und Deckel, für 3 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3")	EL-0500-8003	50 Stk/Box 500 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter aus Karton mit Trennstegen und Deckel, für 4 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3")	EL-0500-8004	50 Stk/Box 200 Stk/Karton
Objektträger-Tablett aus Karton mit Unterteilungen und Deckel, für 20 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3")	EL-0500-8020	5 Stk/Box 50 Stk/Karton

Kunststoffschale, Versandtasche & Einsteckhülle

Aus Kunststoff gefertigt, wiederverwendbar



Plastik Versand / Aufbewahrung

Montiert / Spender	Nummer	Stück
Objektträger-Versandbehälter für 1 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), horizontale Ausführung, Material: PP, Farbe: neutral	EL-0500-1001	200 Stk/Box 2.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 2 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), horizontale Ausführung, Material: PP, neutrale Farbe	EL-0500-2002	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 3 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), horizontale Anordnung, Material: PP, neutrale Farbe	EL-0500-1003	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 2 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), vertikale Ausführung, Material: PP, Farbe: neutral	EL-0500-1002	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter mit Schraubverschluss, für 3 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Material: PP, Farbe: neutral, mit montierten Verschlüssen	EL-0500-2003	100 Stk/Box 500 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 5 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Material: PP, Farbe: neutral	EL-0500-1005	100 Stk/Box 1.000 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 5 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), mit seitlichem Klappdeckel, aus PP, farblos/neutral	EL-0500-1105	80 Stk/Box 800 Stk/Karton
Objektträger-Versandbehälter für 5 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Material: PP, Farbe: neutral	EL-0500-1205	80 Stk/Box 800 Stk/Karton
Objektträger-Tablett für 20 Objektträger, schnell ablesbar, mit Trennstegen, ohne Deckel, geeignet für Objektträger im Format 25,0 x 75,0 mm (1" x 3"), Material: PS, Farbe: Weiß	EL-0500-5020-16	1 Stk/Box 50 Stk/Karton

Objektträger-Aufbewahrungsbox

Entwickelt für die kurzzeitige Aufbewahrung und den Transport von Objektträgern.

Kompatibel mit CITOTEST-Standardobjektträgern (75,0 × 25,0 × 0,8–1,2 mm)

- Aus robustem ABS gefertigt, wiederverwendbar
- Schnappverschlüsse oder Metallverschlüsse sowie Klappdeckel gewährleisten eine sichere Handhabung
- Korneinlage am Boden schützt die Objektträger während Transport und Lagerung
- Einlagen aus Korkmaterial verhindern das Verrutschen der Objektträger
- Wasserfeste Indexkarte an der Deckelinnenseite zur einfachen Probenidentifikation
Indexblatt auf der Oberseite ermöglicht schnelle Beschriftung und Identifizierung



Aufbewahrungsbox

Artikel	Nummer	Stück
Aufbewahrungsboxen für 12 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Farbe Grau, Material ABS. Mit Einlage am Boden und Inhaltsverzeichnis im Deckel	EL-0500-3012-07	1 Stück
Aufbewahrungsboxen für 25 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Farbe Grau, Material ABS. Mit Einlage am Boden und Inhaltsverzeichnis im Deckel	EL-0500-3025-07	1 Stück
Aufbewahrungsboxen für 50 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Farbe Orange, Material ABS. Mit Einlageblatt am Boden und Inhaltsverzeichnis im Deckel	EL-0500-3050-10	1 Stück
Aufbewahrungsboxen für 100 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), Farbe Blau, Material ABS. Mit Einlage am Boden und Inhaltsverzeichnis im Deckel	EL-0500-3100-02	1 Stück
Objektträger-Aufbewahrungsboxen für 100 Objektträger (25,0 x 75,0 mm / 1" x 3"), mit Stahlverschluss, Farbe Rot, Material ABS. Mit Einlage am Boden und Inhaltsverzeichnis im Deckel	EL-0500-4100-13	1 Stück

BASPATH™ & BASPATH-N™ Lagerschränke

Aus robustem Eisen gefertigt, mit Kunststoff-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig. Stapelbares Design.

Objektträger-Aufbewahrungsschrank

- Enthält 14 Schubladen für jeweils ca. 400 Objektträger; Gesamtkapazität $\approx$ 5.600 Objektträger.
- Abmessungen: 485 × 480 × 146 mm.

Block-Aufbewahrungsschrank

- Enthält 14 Schubladen, die jeweils ca. 65 Paraffinblöcke aufnehmen; Gesamtkapazität $\approx$ 900 Blöcke.
- Abmessungen: 485 × 480 × 91 mm



Aufbewahrung
Deckel



Aufbewahrung
Sockel



Einsatz für Blöcke




Einsatz für Objektträger



Ca. 65 Blöcke
pro Schublade



Ca. 400 Objektträger
pro Schublade



Aufbewahrungsbox

Artikel	Nummer	Stück
Sockel für Archivschränke (Pathologie/Histologie), Serie BASPATH, Außenmaße 485 x 480 x 71 mm	EL-0500-3012-07	1 Stück
Deckel für Pathologie-/Histologie-Aufbewahrungsschrank der Serie BASPATH, Außenmaße 485 x 480 x 26 mm	EL-0500-3025-07	1 Stück
Schrank zur Aufbewahrung von Objektträgern (Pathologie/Histologie), Serie BASPATH; Außenmaße 485 x 480 x 146 mm; stapelbar und zur Sicherheit abschließbar. Jede Einheit verfügt über 14 Schubladen für je 400 Objektträger, was einer Gesamtkapazität von ca. 5600 Objektträgern entspricht	EL-0500-3050-10	1 Stück
Lagerschrank für Paraffinblöcke (Pathologie/Histologie), Serie BASPATH; Außenmaße 485 x 480 x 91 mm; stapelbar und abschließbar. Jede Einheit verfügt über 14 Schubladen für je 400 Blöcke, bei einer Gesamtkapazität von ca. 910 Blöcken	EL-0500-3100-02	1 Stück

MiniPLUS™-Blocklagerschrank

- Gefertigt aus robustem ABS-Kunststoff
- Außenmaße: L 442 mm × B 250 mm × H 409 mm
- Integrierter, ergonomisch geformter Griff mit polierter Oberfläche für sicheres und komfortables Herausziehen des Gehäuses
- Jede Einheit verfügt über 6 Schubladen für bis zu 2.100 Blöcke und ist mit einem kunststoffgeschützten Etikett zur Kennzeichnung versehen
- Alle Einheiten sind stapelbar und verfügen über ein integriertes Verriegelungssystem für die sichere Aufbewahrung weiterer Blöcke



MiniPlus Aufbewahrungsbox

Artikel	Nummer	Stück
Schrank zur Aufbewahrung von Paraffinblöcken, Außenmaße 442 x 250 x 409 mm, ausgestattet mit 6 Schubladen (für je 350 Blöcke)	EL-0510-0050	1 Stück

Herausgeber:

Engels-Labical
Feudenheimer Str. 45
68549 Ilvesheim
Germany

© 2026 Engels Labical
Alle Rechte vorbehalten

info@engels-labical.de
www.engels-labical.de